



## AR/ تعليمات استخدام الواقي الذكري المصنوع من مواد خالية من الناكن

العرض المقود: اغلاق معين العمل والمساعدة في الحماية من الأمراض المقلوبة جنسياً.

القبض مازل متصدق: امسك حافة الواقي الذكري من عاقدة القبض لمنع حدوث أي سهوب للسائل المنوي، في توجيه القبض لاملاع، اخراج الواقي الذكري بمحرك.

8. از طرف الواقي الذكري المستخدم وللة في متدين ورقى، تخلص منه بطريقة صحية، لا تقم بإلقاء الواقي الذكري في مكان بارد.

9. ينصح دائمآ من تاريخ الصلاحية المطبوع على غلاف الواقي الذكري، في حالة انتهاء صلاحيته أو تلف غلاف الغوري.

10. ينصح باستخدام الواقي الذكري مرة واحدة، تشمل مخاطر إعادة استخدام الواقي الذكري على انتقال العدوى، تمرق وقدر خصائص التبلّغ والقيقة من خلال التشتت، كل هذه الأمور تؤدي إلى ازداد مخاطر الحمل والغير من المخاطر التي تتغلب عبر انتقال الجنسي (STD)، الواقي الذكري مصنوعة من بوبي آيزبورين، لا يتحمّل على المطاط الطبيعي لأنك، وهي قوية ولكن قد تترافق بواسطة الأظافر الحادة، الأنسان.

11. افتح الغلاف، مثل التهيل أو المفاجأة تطلق خطير انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والامراض المقلوبة، بالإضافة الى الضرر.

12. ينصح دائمآ الواقي الذكري على القبض قبل حدوث اي اتصال جنسي وننتمي يكون القبض متصدق، سيقل هذا من مخاطر الحمل الغير مقصود والامراض المقلوبة (STDs)، جنسياً.

3. ينصح دائمآ الواقي الذكري في اتجاه واحد فقط، كما هو الحال بالنسبة لجيميج وسائل معتمدة تحمل لها تكلفة انتقال الجنسي، 100% من الواقي الذكري ينبع من حساسية مفترضة تجاه مكونات هذا الواقي الذكري من طفولة اعراض حساسية.

4. اپós o coito, e enquanto o pénis estiver ereto, retire-o cuidadosamente. Segure a ar do preservativo na base do pénis para evitar qualquer derrame do sêmen. Aponte o pénis para baixo e remove cuidadosamente o preservativo deslizando-o.

5. Faça um nó na extremidade do preservativo usado e envolva-o num papel. Elimine-o higienicamente. Não deite o preservativo na sanita.

6. OS PRESERVATIVOS DEVEM SER UTILIZADOS APENAS UMA VEZ، أي الجنس المفوي حيث يمكن للأنسان أن تناول الماء بالواقي الذكري والجنس الشرجي حيث يمكن أن هناك نفس في الترطيب الطبيعي، قد يزيد من خطر انزلاقها أو تمرقها.

في حالة تمرق الواقي الذكري، توقف عن استخدام الواقي الذكري قبل الدخول للغوري، بمقدار حفظ الفحوص.

7. إذا شعرت أن الواقي الذكري ينزلق أو متدد، توقف عن استخدامه وأधمه فوراً حتى لا يتسبب في إصابة احتمال تمرق.

8. تجنب استخدام المواد المترacea المصنعة من زيوت مثل زيوت النبات والمواد البشري، وزيوت الأظافر والردية والمرجرين، زيوت بولي، ينبع إلإغاثة الشركة المصنعة والجهة المختصة.

9. جهاز طبي: ينبع إلإغاثة الشركة المصنعة والجهة المختصة في حالة وقوف أي حادث خطير ذي صلة بهذا الجهاز الطبي.

10. تجنب استخدام المواد المترacea المصنعة من زيوت مثل زيوت النبات والمواد البشري، وزيوت الأظافر والردية والمرجرين، استخدام المواد المترacea التي تتوافق مع الواقي الذكري فقط.

يمكن أن تضر بعض الأدوية الواقي الذكري، لذا دامًما بمراجعة الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.



IFU - Rev. date: 05/2022 | EPKL00061

Następnie wyrzuć ją w higieniczną sposób. Nie wolno wyrzucać prezerwatyfów do toalety.

### PREZERWATYWY NALEŻY UŁYZĄC TYLKO JEDEN RAZ.

Do zagrożeń związanych z ponownym używaniem prezerwatywów należą wzajemne zakazanie, rozerwanie oraz ultra nowilżenie i wytrzymanie ze względu na czyszczenie, co zwiększa ryzyko ciąży i zakazania chorobami przenoszonymi drogą płciową SKYN® wykonyane są wyłącznie przez profesjonalistę. Prezerwatywy SKYN® nie zawierają lateksu kaukczu naturalnego i mogą być stosowane przez osoby stwierdzając lub możliwą alergię na naturalny lateks.

UWAGA: U szczególnie wrażliwych osób mogą wystąpić reakcje alergiczne na składniki użyte w tych prezerwatywach. Prawidłowe stosowanie prezerwatywów obniża ryzyko ciąży, zakazania chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz HIV/AIDS. Prezerwatywy są skuteczna bariera zapobiegająca ciąży oraz zaprzestaniu się chorób przenoszonych drogą płciową, jednak tak jak w przypadku wszystkich środków antykoncepcyjnych, nie zmniejsza 100%-procentowej ochrony. Innego stosowania prezerwatywów niż dopochwowe - seks oralny (podczas którego ryby mogą uszkodzić prezerwatywę) oraz seks analny (podczas którego może zabraknąć naturalnej lubrykacji) - może zwiększać ryzyko ich zniszczenia i lub uszkodzenia. W razie wątpliwości bez zabezpieczenia lub obaw co do nieskuteczności stosowanej metody antykoncepcji jak najszyszej (w ciągu 72 godzin) skontaktuj się z lekarzem lub przydonią planowaniem rodziny.

MD Wyrok medyczny: Kiedy wystąpią incidenty, który wystąpi w związku z tym wyrokiem medycznym, może zostać zgłoszony wyroku oraz właściwemu organowi w kraju zamieszkania.

■ Podmiot odpowiedzialny za produkcję: Kraj produkcji

■ Reprezentowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej Importer

■ Numer referencyjny REF Numer referencyjny

■ Instrukcja dotyczące recyklingu

■ Zelona kropka - www.pro-e.org

### ES/INSTRUCCIONES DE USO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS SIN LÁTEX

Finalidad prevista: Para fines anticonceptivos y para ayudar a proteger contra las infecciones de transmisión sexual.

■ Por favor, lee detenidamente estas instrucciones. ■ Guarda los preservativos en un lugar fresco, y seco y alejado de la luz solar directa. ■ Comprueba siempre la fecha de caducidad impresa en el envoltorio del preservativo. Si ya ha pasado la fecha de caducidad o si el envoltorio está dañado ( ), si tiene relaciones sexuales de protección, y te preocupa cualquier posible fallo de tu método anticonceptivo, ponte en contacto con tu médico o clínica de planificación familiar lo antes posible, como mínimo dentro de las 24 horas siguientes.

■ Abre el envoltorio y retira el preservativo con cuidado. Los preservativos son resistentes, pero pueden rasgarse en contacto con una uña afilada, los dientes o joyas. No utilice nunca más de un preservativo a la vez. Cambie siempre el preservativo entre parejas y actos sexuales, ya sean vaginal, orales o anales, para residencia.

■ Toma el preservativo en el momento de la actividad sexual. Una vez que el preservativo se coloca en el pene, no te quites el preservativo del interior, sino un preservativo extraido de otro envoltorio que esté intacto.

1. abre el envoltorio y retira el preservativo con cuidado. Los preservativos son resistentes, pero pueden rasgarse en contacto con una uña afilada, los dientes o joyas. No utilice nunca más de un preservativo a la vez. Cambie siempre el preservativo entre parejas y actos sexuales, ya sean vaginal, orales o anales, para residencia.

■ Coloca el preservativo sobre el pene únicamente cuando el mismo esté erecto y antes de tener cualquier contacto sexual. Esta medida reducirá el riesgo de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual (ETS).

2. El preservativo se desrolla en un único sentido. No desrolles el todo el preservativo antes de su uso. Comprueba que el preservativo esté hacia arriba.

3. Aprieta el extremo del preservativo para hacer salir el aire atrapado y dejar espacio para el esperma. Cualquier exceso de aire atrapado en el preservativo puede aumentar el riesgo de rotura del preservativo.

4. Desrolla el preservativo hasta alcanzar la base del pene. Si sientes que el preservativo se rebola o se estira en exceso, deja de desenrollarlo y compruébalo para evitar posibles roturas.

5. Utiliza lubricantes a base de aceites de masaje, lociones corporales, aceite para dientes, manteca, margarina, vaselina, etc., ya que cualquier producto que contenga aceite puede dañar los preservativos de polisopreno. Utiliza exclusivamente

aceites/minerales propios de su uso y no de otros.

6. Lubricantes compatibles con los preservativos. Algunos medicamentos de uso topical pueden dañar el preservativo, en este caso consulta siempre a tu médico o farmacéutico.

7. Retira el preservativo con cuidado después del acto sexual y con el pene aún erecto. Mantén sujeto el borde del preservativo a la base del pene para evitar posibles escapes de semen. Con el pene apuntando hacia abajo, retira el preservativo con cuidado.

8. Si deseas usar un preservativo de nuevo, limpialo con agua y sécalo.

9. Si deseas usar un preservativo de nuevo, limpialo con agua y sécalo.

10. Si deseas usar un preservativo de nuevo, limpialo con agua y sécalo.

11. Si deseas usar un preservativo de nuevo, limpialo con agua y sécalo.

12. Si deseas usar un preservativo de nuevo, limpialo con agua y sécalo.

13. Si deseas usar un preservativo de nuevo, limpialo con agua y sécalo.

14. Si deseas usar un preservativo de nuevo, limpialo con agua y sécalo.

15. Si deseas usar un preservativo de nuevo, limpialo con agua y sécalo.

16. Si deseas usar un preservativo de nuevo, limpialo con agua y sécalo.

17. Si deseas usar un preservativo de nuevo, limpialo con agua y sécalo.

18. Si deseas usar un preservativo de nuevo, limpialo con agua y sécalo.

19. Si deseas usar un preservativo de nuevo, limpialo con agua y sécalo.

20. Si deseas usar un preservativo de nuevo, limpialo con agua y sécalo.

21. Si deseas usar un preservativo de nuevo, limpialo con agua y sécalo.

22. Si deseas usar un preservativo de nuevo, limpialo con agua y sécalo.

23. Si deseas usar un preservativo de nuevo, limpialo con agua y sécalo.

24. Si deseas usar un preservativo de nuevo, limpialo con agua y sécalo.

25. Si deseas usar un preservativo de nuevo, limpialo con agua y sécalo.

26. Si deseas usar un preservativo de nuevo, limpialo con agua y sécalo.

27. Si deseas usar un preservativo de nuevo, limpialo con agua y sécalo.